


RELLA

Rehabilitační podložka



Pomůcka k aktivnímu cvičení dolních končetin
a svalů břicha a zad během pobytu na lůžku

Základní popis

Rehabilitační pomůcka* určená k **použití na lůžku k aktivnímu cvičení dolních končetin, břišních a zádočných svalů** za účelem udržení fyzické kondice a předcházení komplikacím z dlouhodobého pobytu na lůžku. Umožní samostatné cvičení bez stálé asistence a nutnosti odborného nastavení. Podložka je primárně určena do domácího použití. Nejedná se o zdravotnický prostředek.

Rehabilitační podložka zejména umožňuje:


- cvičit dolní končetiny v co nejkratší době po prodělání kritického stavu,
- rozvoj svalové síly dolních končetin a svalů břicha a zad,
- zlepšit kondici a umožnit samostatnou aktivitu vedoucí k brzkému opuštění lůžka.

Komu je určena

- Dospělí pacienti a adolescenti od 12 let, s minimální tělesnou výškou 120 cm, upoutaní na lůžko.
- Dlouhodobě ležící senioři, kteří posilují dolní polovinu těla a rehabilitují chůzi.
- Osoby, které prodělaly akutní onemocnění a jsou rehabilitovány na lůžku v domácí péči.

Způsob použití



Před zahájením cvičení je třeba podložku upevnit k lůžku fixačním pásem.



Podložka se skládá ze dvou částí – pevné a pohyblivé.

Pohyblivá část umožňuje procvičování dolních končetin horizontálním pohybem.



Pomocí zámku  /  je možno zajistit samostatný pohyb každé končetiny nebo současný pohyb obou končetin.

Výhody

- Minimální dohled další osoby
- Jednoduché procvičování svalstva dolních končetin, břicha a zad na lůžku
- Je možné cvičit končetiny střídavě nebo obě zároveň
- Zajištění desek - bezpečné přenesení podložky
- Možnost cvičení se zabandažovanými končetinami
- Podložku lze použít na jakémkoli lůžku
- Snadná manipulace
- Tichý chod
- Nízká hmotnost – snadno přenositelná
- Omyvatelnost a nenáročná dezinfekce
- Jednoduché skladování

* Autor metody: prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

Výrobce

ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504/45, Třebeš
500 06 Hradec Králové

Tel.: (+420) 495 279 111
E-mail: info@ellacs.eu
www.ellacs.eu

Katalogové číslo
021-01

Chráněno patentem č. 308177

Instruktažní
video »

